


Panvisus Rondo



F.I.S.O.
 Fabbrica Italiana Strumenti Oftalmici


Panvisus Rondo



Pannello comandi per strumenti e poltrona.
 Control panel for instruments and chair.



Braccio autobilanciato sistema F.I.S.O. regolabile per tutti i forotteri.
 Phoropter arm with counterbalancing mechanism by F.I.S.O., adjustable for all phoropters.



Alloggiamento antipolvere per oftalmoscopio e skiascopio.
 Anti-dust foldaway drawer for ophthalmoscope and skiascope.



Mecanismo per pianale a delta per il perfetto centraggio degli strumenti.
 Device for delta table top for perfectly centring instruments.



Poltrona Gloria
 Gloria chair



Poltrona Liberty
 Liberty chair



Poltrona Sonne
 Sonne chair



Poltrona Alles
 Alles chair



Poltrona Doctor
 Doctor chair

Caratteristiche e corredo standard:

Pianale a traslazione per due strumenti • Poltrona mod. Prima ad elevazione elettrica con rivestimento in skai grigio forellato o nero • Trasformatore per alimentazione strumenti • Lampada a luce alogena • Supporto per proiettore regolabile in altezza e direzione • Alloggiamento antipolvere per oftalmoscopio e skiascopio • Vernice gofrata colore grigio chiaro.

Features and standard equipment:

Sliding table top for two instruments • Prima chair with electrical height adjustment with either black or grey dotted skai upholstery • Transformer for instrument power supply • Overhead lamp with halogen bulb • Chart projector support, adjustable in both height and direction • Anti-dust foldaway drawer for ophthalmoscope and skiascope • Light grey finish.

Accessori e versioni speciali:

Braccio autobilanciato per forottero sistema F.I.S.O. • Appoggiatesta ribaltabile per poltrona mod. Prima • Pianale a delta per due strumenti • Meccanismo per pianale a delta per il perfetto centraggio degli strumenti • Lampada a luce alogena con regolatore di intensità • Versione con colonna e poltrona in posizioni invertite • Tutti i colori di vernice e rivestimento poltrone previsti nei campionari F.I.S.O..

Accessories and special versions:

Phoropter arm with counterbalancing mechanism by F.I.S.O. • Tip-up foot rest for Prima chair • Delta table top for two instruments • Mechanism for delta table top for the perfect centring of the instruments • Overhead lamp with halogen bulb with adjustable light intensity • Left-handed version • All colours of both finish and chair upholstery contained in F.I.S.O.'s pattern-book.



Panvisus Rondo con pianale a delta per due strumenti e poltrona Prima.

Panvisus Rondo with delta table top for two instruments and Prima chair.

PANVISUS RONDO è un riunito oftalmico che viene fabbricato da molti anni e, per le sue qualità tecniche e di eleganza, ottiene sempre grande successo.

PANVISUS RONDO viene offerto sia con pianale a traslazione che con pianale a delta per due strumenti. Entrambe le versioni sono disponibili anche a posizioni di lavoro invertite.

PANVISUS RONDO viene fornito di serie in colore grigio chiaro gofrato oppure, su richiesta, in tutti i colori del campionario F.I.S.O..


PANVISUS RONDO può essere fornito con tutta la gamma di poltrone F.I.S.O. (sei modelli) con i rivestimenti previsti nel campionario F.I.S.O..

The PANVISUS RONDO is an ophthalmic unit that has been manufactured for many years and has always had a great success due to its elegance and technical features.

The PANVISUS RONDO is equipped with either a sliding table top or a delta table top for two instruments. Left-handed versions are also available.

The PANVISUS RONDO usually comes with a light grey finish or, on request, in any colours shown in the F.I.S.O.'s pattern-book.

The PANVISUS RONDO is available in six different chair models, with all upholstery colours contained in F.I.S.O.'s pattern-book.



F.I.S.O.

Via IV Novembre 118 - 21058 Solbiate Olona (VA) - Italy - Tel. +39 0331 640979 - Fax +39 0331 640988 - info.fiso@libero.it - www.fiso.info